

技术参数

设备名称	AABR 听力筛查仪	数量	一套
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：新生儿听力筛查是早期发现新生儿听力障碍，开展早期诊断和早期干预的有效措施，是减少听力障碍对语言发育和其他神经精神发育的影响，促进儿童健康发展的有力保障，同时，也是我科的核心业务之一			
具体技术参数： 1. 测试方法：快速听性脑干反应（AABR） 2. 评估水平：噪音加权平均及模板匹配 3. 刺激类型：30、35、40 或 45 dB nHL 的 Chirp 序列 4. 刺激速率：接近 80Hz ★5. 可进行双耳同时测试 6. 电阻灵敏信号：1kHz 直角波 7. 电阻测试范围： 1-99 kΩ 8. 测试允许电阻范围：<12 kΩ 9. 电阻控制：定期在测试前和测试中不断控制 10. 显示：统计图表、测试进程、EEG-水平、AABR 探测概率 11 显示器： 11.1 操作语言：全中文测试界面，中文输入 ★11.2 类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节 LED 背光灯 11.3 分辨率：240×320 像素 11.4 按键耐用性：每个触屏点最少 100 万次重复使用 11.5 按键：电阻式触屏按键（可使用手套） ★内存：主机存储器可以储存 250 个测试者资料或者最少 500 个测试结果 11.6 数据接口：数据传输经由 USB 数据接口从扩展底座至电脑 12 电池：可充电锂电池可连续使用 8 小时 13 售后服务：省内有常驻售后机构，机器不出省就能维修校准，提供上门维修，并且提供备用机，需			

提供售后地址，及厂家认证单位名称。