

技术参数

设备名称	抗血栓泵	数量	12
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
一、技术参数			
★1、 加压模式：			
1.1、快速充气（脉冲充气）； 所有气囊压力达到峰值时间不到 1 秒钟，模仿人体行走时腓肠肌的收缩对深静脉进行挤压，促进血液回流，不会增加回心血量，不会增加心脏的前负荷；			
1.2、梯度压力：远心端气囊峰值压力高，近心端气囊峰值压力低，引导了挤压的方向性；			
1.3、不对称压力：腿套气囊进行单侧加压；高效促进深静脉血液向心回流；			
1.4、连续压力：压力循环内，由远心端向近心端依次循序加压，气囊的无缝设计确保压力剪辑连续传导。避免静脉瓣受损，确保血液流速稳定在一个较高的水平，从而保证血液的最大回流量；			
1.5、气囊的无缝连接技术，在对小腿的腓肠肌进行施压后，没有挤压的死角，确保血液正向流动，保护静脉瓣，能够更好的保证挤压效率，预防深静脉血栓。			
★2、医用压力带的充气模式			
2.1、间歇式脉冲加压；			
2.2、远心端瞬间充气，0.5 秒即可达到峰值；			
2.3、近心端气囊较远端气囊晚 0.3 秒充气并达到峰值；			
2.4、1 秒内达到 45mmHg 维持压力值。			
★3、压力峰值：远端气囊 78mmHg，近端气囊 68mmHg，足套 130mmHg。			
4、充气周期：加压压力持续 6 秒，放气 54 秒。			
★5、气囊的无缝连接技术，小腿医用压力带的两个气囊完全相通，因此在对小腿气囊充气时，没有挤压的死角，进而能够更有效的促进下肢的血流速度，从而更好的预防下肢深静脉血栓。			
6、腿套：轻质，透气性好，患者舒适度高，依从性好；使用及操作简便，便于护理；足套：带衬棉后跟带，轻质，透气，增加病人舒适感。			
7、自动化程度高，一键式操作，使用简单，方便。			
8、重量≤1.8kg，一体式床钩，床钩最长可调至 8.9cm。			
二、质保年限：≥2 年			

产品配置清单表：

产品配置清单	数量
主机	1 台
配套连接管	2 根
电源线	1 根
说明书	1 本
腿套	1 副