

技术参数

设备名称	声阻抗	数量	一套
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：中耳分析仪又叫声导抗测听仪，是利用一个或多个频率的探测音来测试中耳系统的功能,从而判断中耳的健康状况			
具体技术参数： 1. 可做自动/手动鼓室图，完好/穿孔咽鼓管，自动/手动声反射，声反射阈，声反射衰减，声反射潜伏期，气导测听，Gelle's 测听。 2. 可设置 2 种用户自定义测试程序 3. 可进行全部的中耳分析测试和手动设置所有测试参数 4. 纯音测听对侧/同侧刺激频率精确度均可达到$\pm 0.5\%$ 5. 气压范围可扩展为$+300 \sim -500 \text{ daPa}$ 6. 内置热敏打印机 7. RS232 数据接口，可以与电脑连接储存测试数据； 8. 可储存 60 个患者的测试数据，还可将数据输入到计算机中进行分析 and 处理打印报告，电脑储存病案。 9. 声顺测试系统 - 探测音: 226Hz, 85dB SPL - 范围: 0.1ml$\sim$8.0ml - 反射范围: -375 ul 至 375 ul - 鼓室图显示范围: 自动扫描 定义正/负/双向 0$\sim$1.5ml 0$\sim$3.0ml 0$\sim$4.5ml 10. 声反射 - 纯音: 0.5、1、2、4kHz 频率精确度: $\pm 0.5\%$ - 步进: 1、2、5、10dB - 对侧刺激: 正常范围: 50$\sim$110dB HL 扩展范围: 50$\sim$125dB HL - 同侧刺激: 正常范围: 50$\sim$115dB SPL (0.5、1、2kHz) 50$\sim$90dB SPL (4kHz)			